



Εύκολος οδηγός για προστασία

Μεμβράνη κολλαγόνου για Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση (GBR)


Ο σκοπός της μεμβράνης Collygen είναι να απαγορεύσει τη διείσδυση κυττάρων, κυρίως επιθηλιακών, μέσω της δομής της. Ο οστικός ιστός αναπτύσσεται πιο αργά από τον μαλακό ιστό. Επομένως, εάν ένα ελάττωμα των οστών πρέπει να επουλωθεί, η μεμβράνη το διαχωρίζει από τον μαλακό ιστό, δίνοντας χρόνο στα κύτταρα των οστών να καλύψουν το ελάττωμα.

εύκολα φυσικά collygen

Το Collygen είναι η νέα απορροφήσιμη μεμβράνη για την προστασία της θέσης εμφύτευσης με διήθηση μαλακών ιστών. Είναι κατασκευασμένο από άκρως καθαρό ατελοκολλαγόνο τύπου I ιπποειδούς προέλευσης. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στο σημείο μετά το οστικό μόσχευμα, χωρίς καμία στερέωση.

Η τρισδιάστατη δομή του Collygen προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην επιφάνεια του οστικού μοσχεύματος εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη προστασία του σημείου εμφύτευσης. Στη συνέχεια απορροφάται φυσιολογικά σε περίπου 4-6 εβδομάδες. Οι μεμβράνες Collygen διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μορφών, σε μία και πολλαπλή συσκευασία.

Collygen RS: η διπλή πλευρική μεμβράνη



Σε αντίθεση με τις άλλες μεμβράνες αυτής της σειράς, το Collygen RS παρουσιάζει μια τραχιά πλευρά που χαρακτηρίζεται από λιγότερο συμπαγείς ίνες με αυξημένη επιφάνεια. Μόλις τοποθετηθεί με την τραχιά πλευρά σε άμεση επαφή με τον οστικό δέκτη και μόσχευμα, εγγυάται μεγαλύτερη σταθερότητα του τελευταίου και της ίδιας της μεμβράνης.

Ένδειξη

- Προστασία των περι-εμφυτευματικών ελαττωμάτων του οστού
- Κλείσιμο μικρών σχισμάτων της μεμβράνης του ιγμορείου
- Αποκατάσταση μικρών οστικών διαχωρισμών
- Προστασία κόγχης μετά την εξαγωγή
- Κάλυψη οστικής πρόσβασης ιγμορείου σε επεμβάσεις ανύψωσης ιγμορείων

Κύριες Ιδιότητες


- Ατελοκολλαγόνο τύπου I ιπποειδούς προέλευσης
- Απόλυτα ασφαλές και βιοσυμβατό
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Πλήρως απορροφήσιμο
- Χρόνος προστασίας 4 έως 6 εβδομάδες



collygen
membranes
range

CYM-15206

Collygen Membrane 15 x 20 x 0.2 mm - 6 pieces per box



15 x 20 x 0.2 mm

CYM-152010

Collygen Membrane 15 x 20 x 0.2 mm - 10 pieces per box

CYM-20206

Collygen Membrane 20 x 20 x 0.2 mm - 6 pieces per box



20 x 20 x 0.2 mm

CYM-202010


Collygen Membrane 20 x 20 x 0.2 mm - 10 pieces per box

CYM-25251

Collygen Membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 1 piece per box

CYM-25256

Collygen Membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 6 pieces per box



25 x 25 x 0.2 mm

CYM-252510

Collygen Membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 10 pieces per box

CYM-20301

Collygen Membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 1 piece per box

CYM-20306


Collygen Membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 6 pieces per box

CYM-203010

Collygen Membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 10 pieces per box

CYM-30401

Collygen Membrane 30 x 40 x 0.2 mm - 1 piece per box



20 x 30 x 0.2 mm

COLLYGEN RS MEMBRANE

CYM-2020RS

Collygen RS membrane 20 x 20 x 0.2 mm - 1 piece per box

CYM-2525RS

Collygen RS membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 1 piece per box

CYM-2030RS

Collygen RS membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 1 piece per box

CYM-3040RS

Collygen RS membrane 30 x 40 x 0.2 mm - 1 piece per box



20 x 30 x 0.2 mm

Αναφορές στον ρόλο του Collygen στην διαδικασία αναγέννησης ιστού:

1. Turri A, Elgali I, Vazirisani F, Johansson A, Emanuelsson L, Dahlin C, Thomsen P, Omar O. *GBR is promoted by the molecular events in the membrane compartment.* *Biomaterials* 2016; 84: 167–183.
2. Ibrahim Elgali, Omar Omar, Christer Dahlin, Peter Thomsen. *Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited* *Eos* 2017; <https://doi.org/10.1111/eos.12364>.
3. Taguchi Y, Amizuka N, Nakadate M, Ohnishi H, Fujii N, Oda K, Nomura S, Maeda T. *A histological evaluation for guided bone regeneration induced by a collagenous membrane.* *Biomaterials* 2005; 26:



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

📍 Ελληνικής Αεροπορίας 14Α, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
☎️ +30 2310 805871 📠 +30 6976 946961 📠 +30 2310 383761
🌐 www.vyamedica.gr ✉️ info@vyamedica.gr 🌐 [vyamedica](https://www.vyamedica.gr)

by concession of Tiss'You S.R.L.



CE 0426